

Cutimed® Sorbact®

Catch without kill



- Satu-satunya *Antimicrobial dressing* dengan DACC (*Dialkyl carbamoyl chloride*) mengatasi infeksi tanpa resiko resistensi dan pelepasan endotoksin.
- Dapat digunakan jangka panjang, dapat untuk bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui.
- Sediaan bervariasi sesuai untuk bentuk luka yang beragam.

INDIKASI


Untuk mengatasi infeksi pada luka yang terkontaminasi, terkolonisasi dan terinfeksi seperti pada:

- Luka kaki diabetik
- Luka vena dan arteri
- Luka tekan
- Luka dehiscence
- Luka setelah eksisi fistula dan abses
- serta luka terinfeksi lainnya.

CARA KERJA Inovatif :

Catch without Kill

DACC (*Dialkyl carbamoyl chloride*) merupakan turunan asam lemak bersifat hidrofobik kuat. Secara alamiah bakteri juga memiliki sifat hidrofobik.



Melalui interaksi hidrofobik, Cutimed Sorbact akan mengikat dan menioaktifkan bakteri secara permanen sehingga pada saat pergantian *dressing* bakteri ikut terangkat dari dasar luka.

Cutimed® Sorbact®

Catch without kill



DACC (Dialkyl carbamoyl chloride)

- Tidak menyebabkan resistensi bakteri
- Tidak merangsang pelepasan endotoksin
- Dapat digunakan jangka panjang
- Dapat digunakan untuk semua pasien (ibu menyusui, hamil, termasuk bayi, anak-anak)

Sediaan bervariasi

- Sesuai untuk bentuk luka yang beragam.

VARIASI DAN PENGGUNAAN



Swabs

Untuk luka superfisial atau yang berongga besar



Round Swabs

Untuk luka dengan rongga kecil



Ribbon gauze

Untuk luka berongga kecil atau tunneling



Dressing pad

Untuk luka superfisial dengan sedikit eksudat

