



Dapat digunakan  
sampai dengan

**14** hari\*

# Leukomed® Control

Clearly Controlling The Risk Of Infection

**Leukomed®**  
by **Leukoplast®**




# Leukomed® Control


## *Totally Transparent Composition*

Inspeksi luka pasca-operasi penting untuk mencegah infeksi daerah operasi yang biasanya mulai terjadi 2-3 hari setelah operasi sampai luka menjelang sembuh (2-3 minggu setelah operasi), sehingga penting untuk mengenali tanda infeksi sedini mungkin.

**Leukomed® Control** adalah *dressing film* steril berteknologi hidropolimer yang inovatif, dengan bantalan luka transparan untuk deteksi infeksi dan inspeksi luka tanpa harus mengganti *dressing*.



Visibilitas luka yang jelas



Memungkinkan deteksi dini terjadinya komplikasi



*Bacteria-proof*

Indikasi :

Luka akut yang kering dan bereksudat ringan seperti :

- luka operasi.
- luka bakar superfisial *partial thickness* ( luka bakar derajat 2a ).
- luka donor *skin graft*.
- luka laserasi dan luka lecet.

# New Technology Hydropolymer Pad : Totally Transparent Composition



## Deteksi cepat kemungkinan terjadinya infeksi

- Tanpa harus melepas / mengganti *dressing*.

## Mengurangi jumlah pergantian *dressing*

- Bertahan sampai dengan 14 hari.\*
- Mengurangi biaya, waktu dan tenaga.
- Mengurangi tingkat tekanan / "stress" pada kulit.



## Teknologi hidropolimer pada bantalan luka

- Tingkat kelembapan optimal.
- Menjaga luka tetap bersih hingga fase epitelisasi.



## Transparan *film* tipis yang *conformable*

- Transparan *film* tipis yang *conformable* dan *breathable*.
- *Waterproof* sehingga pasien bisa mandi atau terkena air.
- Mencegah maserasi kulit, memberikan kenyamanan bagi pasien.

# Leukomed® Control



Tersedia dalam ukuran :

Leukomed® Control			
No. Ref.	Ukuran	Ukuran bantalan luka	Pcs / box
73230-00	5 cm x 7 cm	2 cm x 4 cm	10 pcs
73230-01	7 cm x 10 cm	4 cm x 7 cm	10 pcs
73230-02	8 cm x 15 cm	4.5 cm x 11.5 cm	10 pcs
73230-03	10 cm x 24 cm	6 cm x 20 cm	5 pcs

**\* tergantung kondisi luka**

Untuk informasi lebih lanjut :

**PT Essity Hygiene and Health Indonesia**

Green Office Park 6 Wing B, Lantai 1,  
Zona 8-12, Jl. Grand Boulevard,  
BSD Green Office Park, BSD City  
Tangerang 15345 - Indonesia

Email : [info.indonesia@essity.com](mailto:info.indonesia@essity.com)

WA : +62 811-1320-3321

[www.essity.com](http://www.essity.com)

