



A close-up photograph of a woman with dark hair tied back, wearing light blue medical scrubs. She is looking slightly upwards and to her right with a neutral expression. The background is a plain, light color.

Secure wound infection prevention

Leukomed® Sorbact® With Bacteria Binding Effect

Leukomed®
by Leukoplast®

Secure wound infection prevention

Leukomed® Sorbact®

With Bacteria Binding Effect.

Antimicrobial dressing yang inovatif dan unik dengan DACC (Dialkylcarbamoyl chloride) teknologi untuk mencegah SSI tanpa resiko resistensi antimikroba.

Indikasi :

- Untuk mencegah IDO/SSI, termasuk pasien pasca operasi sesar dengan faktor resiko ringan-sedang.



- Terbukti secara klinis mencegah infeksi daerah operasi atau SSI¹.
- Efektif mengurangi biaya akibat infeksi daerah operasi atau SSI².
- Efektif menurunkan jumlah bakteri pada luka yang terkolonisasi dan terinfeksi³.




1) Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. *Surg Infect (Larchmt)* 17(4): 427-35


2) Davies H, McMaster J, et al. Cost-effectiveness of DACC dressing to prevent SSI following caesarean section. Presented at Wounds UK, Harrogate, November 2018

3) Curting K, Maguire J (2015) Safe bioburden management. A clinical review of DACC technology. *Journal of Wound Care* Vol 24, No 5

Inovasi Terkini : *Catch Without Kill*



Bantalan luka dari **Leukomed® Sorbact®** dilapisi dengan **DACC (Dialkylcarbamoyl chloride)**, yang mengikat bakteri dan jamur secara permanen melalui ikatan hidrofobik dan akan terangkat setiap pergantian *dressing* tanpa menyebabkan resistensi antimikroba.



DACC (Dialkylcarbamoyl chloride)

Transparan film tipis yang conformable



- Dilengkapi bantalan luka untuk menyerap eksudat.
- Mencegah kontaminasi dari luar (bakteri dan jamur).
 - *Waterproof* sehingga pasien bisa mandi atau terkena air.

Leukomed® Sorbact®

Tersedia dalam ukuran :

Leukomed® Sorbact®			
No. Ref.	Ukuran	Ukuran bantalan luka	Pcs / box
76199-00	5 cm x 7.2 cm	2.8 cm x 3.8 cm	20 pcs
76199-01	8 cm x 10 cm	4 cm x 6.5 cm	20 pcs
76199-02	8 cm x 15 cm	4 cm x 11 cm	20 pcs
76199-04	10 cm x 25 cm	5 cm x 20 cm	20 pcs
76199-05	10 cm x 30 cm	5 cm x 25 cm	20 pcs



Post-Op Dressing Range

Innovative Choice. Comfort First.



Leukomed®

Dressing steril yang lembut cocok untuk **fase awal pasca operasi**.



Leukomed® T plus

Dressing inovatif yang **waterproof**, dapat digunakan saat mandi, cocok untuk **luka pasca operasi** dan **luka trauma**.



Leukomed® Sorbact®

Antimicrobial dressing yang inovatif dan unik, dengan **DACC teknologi** mencegah SSI tanpa resiko resistensi antimikroba.



Leukomed® Control

Dressing film steril **berteknologi hidropolimer** yang inovatif, dengan **bantalan luka transparan** untuk deteksi infeksi dan inspeksi luka tanpa harus mengganti dressing.

Untuk informasi lebih lanjut :

PT Essity Hygiene and Health Indonesia
Green Office Park 6 Wing B, Lantai 1,
Zona 8-12,Jl. Grand Boulevard,
BSD Green Office Park, BSD City
Tangerang 15345 - Indonesia

Email : info.indonesia@essity.com
WA : +62 811-1320-3321

www.essity.com

